

loklar® Multi

Dezinfekční přípravek pro namáčení a sprejování struků před a po dojení

- ▲ Aktivní pěna pro optimální čištění
- ▲ Zesílená dezinfekce pokožky
- ▲ Snadná aplikace, čištění a zasychání



Aplikace před dojením:

loklar® Multi se používá neředěný. Naplňte zásobník napěňovací nádoby do 2/3 a protřepejte. Několikrát po sobě jemně stiskněte zásobník, až se vytvoří pěna. Pěnu lze ihned aplikovat na struky. Naneste, nechte 30 vteřin působit a poté otřete.



Mimořádné vlastnosti:

Aktivní pěna, kterou loklar® Multi vytváří, plně pokrývá povrch struku a umožňuje snadné čištění. loklar® Multi má komplexní dermatologickou složku, která zjemňuje, posiluje a zotavuje pokožku struků. Velká kontaktní plocha také zajišťuje optimální dezinfekci pokožky struků.



loklar® Multi obsahuje kombinaci podpůrného jódu, dermatologické složky a čistící složky pro kompletní očistu struků před a po dojení a pro kvalitní ochranu po dojení.

Výhody loklar® Multi:

- ▲ dezinfikuje pokožku struků před a po dojení.
- ▲ je součástí programu pro prevenci infekce mléčných žláz
- ▲ umožňuje rychlou a ekonomickou implementaci postupů správné praxe pro čištění a dezinfekci struků před dojením
- ▲ maximálně účinný již po 30 sekundách
- ▲ vhodný prostředek pro ochranu struků při robotickém dojení
- ▲ vhodný i na sprejovou aplikaci



Specifikace:

| | |
|-----------------------|-----------|
| Skupenství | Kapalné |
| Účinná látka | PVP Jód |
| Vůně | Květinová |
| pH | 2,3±0,5 |
| Sklad. teplota | 0-30°C |

Váš dodavatel